




Symboli	Symbolin nimi	Selitys
	Valmistaja	Vastaavan valmistajan nimi ja osoite
	Valmistuspäivämäärä	Päivämäärä, jolloin tuote on valmistettu
	Päättymispäivämäärä	Viimeinen käyttöpäivä
	Lot/batch/eränumero	
	Artikkelinumero (viite)	
	Sterilointi EO:lla	
	Steriloitu säteilyttämällä	
	Ei saa steriloida uudelleen	
	Steriloimaton	Tuote on steriloimaton. Tuote ei ole läpäissyt sterilointiprosessia.
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut/rikki	Osoittaa, että tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on sen saapuessa avattu tai vahingoittunut.
	Ei saa käyttää uudelleen	Tuotetta ei saa käyttää uudelleen, kertakäyttötuote.
	Katso käyttöohjetta	Osoittaa, että käyttöohje on olemassa.
	Varoitus:	Käyttäjän tulee perehtyä käyttöohjeessa oleviin varoituksiin tai vasta-aiheisiin, joita ei voida esittää etiketissä.