



60Y-147T



60Y-280T

## Huuhtelusetti

### HUUHTELUSETTI MEDIPLAST

Huuhtelunesteen tiputtamiseen erilaisissa skooppitutkimuksissa.

Pistinkärki, pehmeä tippakammio ja rullasulkija, silikoninen yleisliitin instrumentteihin liittämiseen. Steriilisti yksittäispakattu, kaksoispakattu (PE-pussi+ repäisypakkaus)

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
60Y-280T	1-tiehana, ftalaatti vapaa PVC-letku (UH 6,8 x SH 4,8 mm) Letkun pituus: 280 cm - Kokonaispituus: 310 cm	10/20
60Y-190T	Letkun pituus: 190 cm - Kokonaispituus: 210 cm	10/20

### UROLOGINEN HUUHTELUSETTI,

2-tie leikkausta edeltävää ja sen jälkeiseen käyttöön.

Y-haarauma kahdella pistinkärjellä huuhteluneste-pusseihin, rullasuljin ja suuri tippakammio, mikä takaa virtauksen ja minimoi ilmakuplien riskiä.

Settiin kuuluu yleisliitin silikonista tai mukaan pakattu luer-liitin kystoskooppiin liittämiseksi. Steriilisti yksittäispakattu, kaksoispakattu (PE-pussi+ repäisypakkaus)

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
60Y-147T	2-tiehana, kaksi pistinkärkeä kahteen huuhtelunestepussiin. ftalaatti vapaa PVC-letku (UH 6,8 x SH 4,8 mm) Letkun pituus: 150 cm - Kokonaispituus: 210 cm	10/20
60Y-200T	Letkun pituus: 200 cm - Kokonaispituus: 260 cm	10/20

Materiaali: Ftalaatti vapaa PVC, TOTM-pehmenintä / ABS / Silikoni / PP / PE  
Lateksiton  
Valmistaja: Medioplast Srl / [www.medioplast.com/it](http://www.medioplast.com/it)  
Kulj.pakk = pienin toim.erä