


Välinehuollon tuoteopas

Kattava tuotevalikoima ja -tuki



MEDI PLAST

Sterilointia Parhaim- millaan





Käytä tätä kattavaa opasta työskennellessäsi Medline-edustajan kanssa.
Yhdessä voitte varustaa keskitetyn välinehuollon laadukkailla tuotteilla.
järjestelmällisen toimintanne tueksi

Tarkkaa huolellisuutta

Vain harva ymmärtää, kuinka vaativaa on keskitetty sterilointiprosessi, jossa tavoitteena on poistaa 99,999 % taudinaiheuttajista.

Medline ei pidä kirurgisten instrumenttien steriiliyttä itsestään selvyytenä. Me ymmärrämme siihen liittyvät haasteet ja pyrimme järjestelmällisesti tarjoamaan kattavia tuotevalikoimia sterilointiprosessin jokaiseen vaiheeseen.

Sterilointi

| | |
|--|-----------|
| SteriSet® -sterilointikontainerit | 5 |
| Sterilointikorit | 6 |
| Steriloinnin lisätarvikkeet | 9 |
| Sterilointikääreet | 10 |
| Sterilointikääreiden lisätarvikkeet | 12 |

Suoja-asut

| | |
|------------------------------|-----------|
| Käsineet | 14 |
| Takit ja kengänsuojat | 16 |
| Kasvosuoja | 19 |
| Lattiaturvallisuus | |
| Lattiamatto | 20 |

Sterilointi

Yksittäisten komponenttien steriloinnista siirtyminen valmiiksi koottuihin ja steriileihin setteihin tarkoittaa keskitetyn välinehuollon siirtymistä yksittäisten tuotteiden valmistelusta erinomaisen potilashoidon mahdollistamiseen. Medline auttaa saavuttamaan turvallisuus-, kestävyys- ja kustannustavoitteesi.

SteriSet® -sterilointikontainerit¹

Kaksinkertainen suojakansi

- Kestävä ruostumaton teräs/alumiini suojaa arvokkaita välineitä ja sisäventtiiliä
- Tilaa säästävää muotoilu mahdollistaa jopa 3 kontainerin pinoamisen sterilointilaitteeseen
- Suojaa pölyltä, liialliselta kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta, mikä parantaa hygieniaa

Venttiili ruostumatonta terästä

- Auttaa takaamaan steriiliyden ja vähentää jätettä
- Ei tarvetta kertakäyttöisiin paperisuodattimiin
- Avautuu automaattisesti painetoiminnon avulla esityhjiöhöyrysterilointisyklin aikana
- Venttiili pysyy kiinni steriloinnin jälkeen muodostaen läpäisemättömän sulun, joka pitää sisällön steriilinä

Turvalukitus


- Lämpöherkkä ThermoLoc-älylukitusjärjestelmä lukitsee kannen paikalleen sterilointisyklin ajaksi
- Ei tarvetta kertakäyttöisille muovilukoille
- Luvattoman käsittelyn estävä turvalukitus
- Varmistaa, että kontaineri pysyy suojattuna, kunnes se avataan leikkaussalissa
- Selkeästi värikoodatut kahvat ja etiketit helpottavat kontainerin valintaa

Kondensaatioveden tyhjennys painaville kuormille

- Ihanteellinen yli 8 kg painaville sarjoille tai olosuhteisiin, joissa on märkää höyryä
- Avautuu, kun sterilointilaitteen lämpötila on 130 °C, jolloin jäljellä oleva kondensaatiovesi pääsee vapautumaan kontainerista
- Kun sterilointilaitte on jäähtynyt 110 °C:seen, poistoventtiili sulkeutuu varmistaen, että instrumentit pysyvät kuivina ja täysin suojattuina



Ennen



Jälkeen

SteriSet, 1/1 -koko

Suunniteltu kokonaisille instrumentaatioille.
Alla ulkomitat: pituus x leveys x korkeus.

Tasainen pohja

| Tuotenumero Alumiinikansi | Tuotenumero Ruostumaton teräskansi | Kuvaus | Pakkaus |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|
| TVA60 | TVE60 | 59.6 x 27.5 x 12.0 cm | 1/kpl |
| TVA61 | TVE61 | 59.6 x 27.5 x 14.0 cm | 1/kpl |
| TVA62 | TVE62 | 59.6 x 27.5 x 16.0 cm | 1/kpl |
| TVA64 | TVE64 | 59.6 x 27.5 x 21.0 cm | 1/kpl |
| TVA66 | TVE66 | 59.6 x 27.5 x 27.0 cm | 1/kpl |

Kondensaatioveden tyhjennysventtiilillä

| Tuotenumero Alumiinikansi | Tuotenumero Ruostumaton teräskansi | Kuvaus | Pakkaus |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|
| TVA67 | TVE67 | 59.6 x 27.5 x 12.0 cm | 1/kpl |
| TVA68 | TVE68 | 59.6 x 27.5 x 14.0 cm | 1/kpl |
| TVA69 | TVE69 | 59.6 x 27.5 x 18.0 cm | 1/kpl |
| TVA6A | TVE6A | 59.6 x 27.5 x 23.0 cm | 1/kpl |
| TVA6B | TVE6B | 59.6 x 27.5 x 29.0 cm | 1/kpl |

SteriSet, 3/4 -koko

Tasainen pohja

| Tuotenumero Alumiinikansi | Tuotenumero Ruostumaton teräskansi | Kuvaus | Pakkaus |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|
| TVA41 | TVE41 | 45.6 x 28.0 x 14.0 cm | 1/kpl |
| TVA42 | TVE42 | 45.6 x 28.0 x 16.0 cm | 1/kpl |

Kondensaatioveden tyhjennysventtiilillä

| Tuotenumero Alumiinikansi | Tuotenumero Ruostumaton teräskansi | Kuvaus | Pakkaus |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|
| TVA48 | TVE48 | 45.6 x 28.0 x 14.0 cm | 1/kpl |
| TVA49 | TVE49 | 45.6 x 28.0 x 18.0 cm | 1/kpl |



TVA60

TVA67

TVA41

SteriSet, ½-koko

Tasainen pohja

| Tuotenumero Alumiini- kansi | Tuotenumero Ruostumaton teräskansi | Kuvaus | Pakkaus |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------|
| TVA30 | TVE30 | 29.6 x 27.5 x 12.0 cm | 1/kpl |
| TVA31 | TVE31 | 29.6 x 27.5 x 14.0 cm | 1/kpl |
| TVA32 | TVE32 | 29.6 x 27.5 x 16.0 cm | 1/kpl |
| TVA34 | TVE34 | 29.6 x 27.5 x 21.0 cm | 1/kpl |
| TVA36 | TVE36 | 29.6 x 27.5 x 27.0 cm | 1/kpl |

Kondensaatioveden tyhjennysventtiilillä

| Tuotenumero Alumiini- kansi | Tuotenumero Ruostumaton teräskansi | Kuvaus | Pakkaus |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------|
| TVA37 | TVE37 | 29.6 x 27.5 x 12.0 cm | 1/kpl |
| TVA38 | TVE38 | 29.6 x 27.5 x 14.0 cm | 1/kpl |
| TVA39 | TVE39 | 29.6 x 27.5 x 18.0 cm | 1/kpl |
| TVA3A | TVE3A | 29.6 x 27.5 x 23.0 cm | 1/kpl |
| TVA3B | | 29.6 x 27.5 x 29.0 cm | 1/kpl |

TASKIT-kontaineri

Mini – Sopii erinomaisesti oftalmologisille instrumenteille

| Tuotenumero | Kuvaus | Pakkaus |
|-------------|-----------------------|---------|
| KVA10 | 28.5 x 13.5 x 6.0 cm | 1/kpl |
| KVA11 | 28.5 x 13.5 x 8.0 cm | 1/kpl |
| KVA12 | 28.5 x 13.5 x 10.0 cm | 1/kpl |

Turvasinetti

| Tuotenumero | Kuvaus | Pakkaus |
|-------------|-----------|---------|
| DPKSIE1 | Vihreä | 500/ltk |
| DPKSIE2 | Sininen | 500/ltk |
| DPKSIE3 | Punainen | 500/ltk |
| DPKSIE4 | Keltainen | 500/ltk |
| DPKSIE5 | Valkoinen | 500/ltk |

DPKSIE3



SteriSet-steriloinnin värikoodit

Näkyviä tuloksia leikkaussalissa. Korit voidaan järjestää värin mukaan. Kontainerit voidaan luokitella toimenpiteen tai leikkaustiimin mukaan värikoodittain.

- Edistää parhaiden käytäntöjen standardeja: Setit voidaan järjestää toimenpiteen, lääkärin, erikoisalan tai leikkaustiimin mukaan.
- Parantaa tehokkuutta: Auttaa henkilökuntaa varastoinnissa ja oikeiden instrumenttisetien valinnassa.

Kahvat



Tunnistetarrat



Sterilontikorit

Metalliverkkokorit ruostumatonta terästä

Valitse sopiva koko käytetyimmille instrumenttisetuille

½ -kontainereihin

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|----------|-----------------------|---------|
| SCD 333 | 24.5 x 24.5 x 3.0 cm | 1/kpl |
| SCD 336 | 24.5 x 24.5 x 6.0 cm | 1/kpl |
| SCD 3310 | 24.5 x 24.5 x 10.0 cm | 1/kpl |

SteriSet, ¾ -koko

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|----------|-----------------------|---------|
| SCD 433 | 40.0 x 25.0 x 3.0 cm | 1/kpl |
| SCD 436 | 40.0 x 25.0 x 6.0 cm | 1/kpl |
| SCD 4310 | 40.0 x 25.0 x 10.0 cm | 1/kpl |



SteriSet, 1/1 -koko


| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|----------|-----------------------|---------|
| SCD 633 | 51.5 x 24.5 x 3.0 cm | 1/kpl |
| SCD 636 | 51.5 x 24.5 x 6.0 cm | 1/kpl |
| SCD 6310 | 51.5 x 24.5 x 10.0 cm | 1/kpl |
| SCDD 636 | 48.5 x 24.5 x 6.0 cm | 1/kpl |

Sterilointikontainereiden lisätarvikkeet

Silikonimatot

Silikonimatot suojaavat herkkiä kirurgisia instrumentteja. Koot yhteensopivia Medline-kontainereiden kanssa.

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|-----------|----------------|---------|
| MDNSNS315 | 12.7 x 24.1 cm | 1/kpl |
| MDNSNS335 | 24.1 x 24.1 cm | 1/kpl |
| MDNSNS435 | 39.4 x 24.1 cm | 1/kpl |
| MDNSNS635 | 47 x 24.1 cm | 1/kpl |



Tietokortit

Sopivat SteriSet-kontainerin päädysssä olevaan kehykseen

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|----------|-------------------------|---------|
| DPCIS13 | lukko oikealla puolella | 500/ltk |
| DPCIS02 | lukko päällä | 500/ltk |



Gemini-sterilointikääreet²

Laskeutuva ja kestävämpi

Gemini-kääre on kestävämpi kuin tavalliset SMS-kääreet, eikä siihen tule helposti repeämiä tai reikiä. Se on erittäin pehmeä ja helposti käärittävässä, mikä helpottaa työskentelyä.

Vähänukkainen ja paremmin kiinnittyvä

Sterilointiteippi tarttuu pintaan. Luonnostaan lähes nukkaantumaton, mikä auttaa säilyttämään steriilien pakkausten eheyden.

Valmistettu ainutlaatuisesta SSMMS-kankaasta, joka todistetusti luo suojaesteen

Geminiin kestävä monikerroksinen ja 100 prosenttisesti polypropyleenistä (EN 11607-1- ja EN 868-2 -testattu) koostuva rakenne suojaa erinomaisesti nesteiltä ja hiukkasilta.

Monipuolinen

Medlinen Gemini-kääreet on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa merkittävimmissä sterilointiohjelmissa, kuten:

GEMO-GEM5

- esityhjiöhöyryohjelmat
- painovoimahöyryohjelmat

GEM1-GEM5

- etyleenioksidisterilointi (ETO-sterilointi)
- STERRAD®-sterilointi
- STERIS V-PRO® matalan lämpötilan sterilointi
- STERIZONE® VP4 -sterilointi.

WRAP-luokitus

Gemini-kääreet on valmistettu WRAP-sertifioidussa laitoksessa. Työntekijöiden ja ihmisoikeuksien edistäminen ja kunnioittaminen tuotantoketjuissa on osa Medlinen yhteiskuntavastuuta.

Tarkempia tietoja WRAPin 12 periaatteesta löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.wrapcompliance.org.



Gemini-sterilointikääre, yksinkertainen

Yksittäinen Gemini-sterilointikääre soveltuu yksiköihin, joissa käytetään kahta käärettä lääkinnällisten laitteiden tai instrumenttisarjojen käärimiseen.



YKSINKERTAINEN

| | GEMO 40 gr | GEM1 47 gr | GEM2 54 gr | GEM3 61 gr | GEM4 71 gr | GEM5 75 gr |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 46 x 46 cm | GEM0118-EU 1,000 kpl/Itk | GEM1118-EU 1,000 kpl/Itk | GEM2118-EU 1,000 kpl/Itk | GEM3118-EU 600 kpl/Itk | | |
| 51 x 51 cm | GEM0120-EU 1,000 kpl/Itk | GEM1120-EU 1,000 kpl/Itk | GEM2120-EU 500 kpl/Itk | GEM3120-EU 250 kpl/Itk | | |
| 61 x 61 cm | GEM0124-EU 500 kpl/Itk | GEM1124-EU 500 kpl/Itk | GEM2124-EU 500 kpl/Itk | GEM3124-EU 250 kpl/Itk | GEM4124-EU 250 kpl/Itk | |
| 76 x 76 cm | GEM0130-EU 300 kpl/Itk | GEM1130-EU 300 kpl/Itk | GEM2130-EU 300 kpl/Itk | GEM3130-EU 200 kpl/Itk | GEM4130-EU 250 kpl/Itk | |
| 91 x 91 cm | GEM0136-EU 300 kpl/Itk | GEM1136-EU 300 kpl/Itk | GEM2136-EU 300 kpl/Itk | GEM3136-EU 150 kpl/Itk | GEM4136-EU 150 kpl/Itk | GEM5136-EU 144 kpl/Itk |
| 102 x 102 cm | GEM0140-EU 250 kpl/Itk | GEM1140-EU 250 kpl/Itk | GEM2140-EU 250 kpl/Itk | GEM3140-EU 150 kpl/Itk | GEM4140-EU 150 kpl/Itk | GEM5140-EU 96 kpl/Itk |
| 114 x 114 cm | GEM0145-EU 250 kpl/Itk | GEM1145-EU 250 kpl/Itk | | GEM3145-EU 100 kpl/Itk | GEM4145-EU 100 kpl/Itk | GEM5145-EU 96 kpl/Itk |
| 122 x 122 cm | GEM0148-EU 250 kpl/Itk | GEM1148-EU 250 kpl/Itk | GEM2148-EU 100 kpl/Itk | GEM3148-EU 50 kpl/Itk | GEM4148-EU 50 kpl/Itk | GEM5148-EU 48 kpl/Itk |
| 137 x 137 cm | GEM0154-EU 100 kpl/Itk | GEM1154-EU 100 kpl/Itk | GEM2154-EU 100 kpl/Itk | GEM3154-EU 50 kpl/Itk | GEM4154-EU 50 kpl/Itk | GEM5154-EU 48 kpl/Itk |
| 137 x 183 cm | GEM0172-EU 100 kpl/Itk | | | GEM3172-EU 50 kpl/Itk | GEM4172-EU 50 kpl/Itk | |

Gemini Interleaved –lomitettu sterilointikääre

Gemini Interleaved -arkkien monikerrosrakente eri värisillä kerroksilla soveltuu yksiköihin, joissa käytetään kaksoiskäärintä. Tässä ratkaisussa yhdistyvät repeytymättömyys ja varmuus. Se on tarkoitettu käytettäväksi yleisimmissä sterilointiohjelmassa



INT

| | GEM1 47 gr | GEM2 54 gr | GEM3 61 gr | GEM4 71 gr |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 61 x 61 cm | GEM1124INT-EU 500 kpl/Itk | GEM2124INT-EU 500 kpl/Itk | GEM3124INT-EU 250 kpl/Itk | GEM4124INT-EU 250 kpl/Itk |
| 76 x 76 cm | GEM1130INT-EU 300 kpl/Itk | GEM2130INT-EU 300 kpl/Itk | GEM3130INT-EU 200 kpl/Itk | GEM4130INT-EU 250 kpl/Itk |
| 91 x 91 cm | GEM1136INT-EU 300 kpl/Itk | GEM2136INT-EU 300 kpl/Itk | GEM3136INT-EU 150 kpl/Itk | GEM4136INT-EU 150 kpl/Itk |
| 102 x 102 cm | GEM1140INT-EU 250 kpl/Itk | GEM2140INT-EU 250 kpl/Itk | GEM3140INT-EU 150 kpl/Itk | GEM4140INT-EU 150 kpl/Itk |
| 122 x 122 cm | GEM1148INT-EU 250 kpl/Itk | GEM2148INT-EU 100 kpl/Itk | GEM3148INT-EU 50 kpl/Itk | GEM4148INT-EU 50 kpl/Itk |
| 137 x 137 cm | GEM1154INT-EU 100 kpl/Itk | GEM2154INT-EU 100 kpl/Itk | GEM3154INT-EU 50 kpl/Itk | GEM4154INT-EU 50 kpl/Itk |
| 137 x 183 cm | | | | GEM4172INT-EU 50 kpl/Itk |

Yhteensaumattu Gemini-sterilointikääre



Yhteensaumattu Gemini-kääre tuo varmuutta sterilointiprosessiin. Kaksi yhteenliitettyä arkkia tekevät siitä poikkeuksellisen kestävä ja parantavat tehokkuutta. Kaksi väriä helpottavat reikien havaitsemista ja instrumenttisarjojen erottamista toisistaan.

| | GEMO 40 gr | GEM1 47 gr | GEM2 54 gr | GEM3 61 gr | GEM4 71 gr | GEM5 75 gr |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 46 x 46 cm | GEMO118T-EU 500 kpl/ltk | GEM1118T-EU 500 kpl/ltk | GEM2118T-EU 500 kpl/ltk | GEM3118T-EU 300 kpl/ltk | | |
| 51 x 51 cm | GEMO120T-EU 500 kpl/ltk | GEM1120T-EU 500 kpl/ltk | GEM2120T-EU 250 kpl/ltk | GEM3120T-EU 125 kpl/ltk | | |
| 61 x 61 cm | GEMO124T-EU 250 kpl/ltk | GEM1124T-EU 250 kpl/ltk | GEM2124T-EU 250 kpl/ltk | GEM3124T-EU 100 kpl/ltk | GEM4124T-EU 100 kpl/ltk | |
| 76 x 76 cm | GEMO130T-EU 150 kpl/ltk | GEM1130T-EU 150 kpl/ltk | GEM2130T-EU 150 kpl/ltk | GEM3130T-EU 75 kpl/ltk | GEM4130T-EU 100 kpl/ltk | |
| 91 x 91 cm | GEMO136T-EU 150 kpl/ltk | GEM1136T-EU 150 kpl/ltk | GEM2136T-EU 150 kpl/ltk | GEM3136T-EU 75 kpl/ltk | GEM4136T-EU 75 kpl/ltk | GEM5136T-EU 72 kpl/ltk |
| 102 x 102 cm | GEMO140T-EU 100 kpl/ltk | GEM1140T-EU 100 kpl/ltk | GEM2140T-EU 100 kpl/ltk | GEM3140T-EU 75 kpl/ltk | GEM4140T-EU 75 kpl/ltk | GEM5140T-EU 48 kpl/ltk |
| 114 x 114 cm | GEMO145T-EU 100 kpl/ltk | GEM1145T-EU 100 kpl/ltk | | GEM3145T-EU 50 kpl/ltk | GEM4145T-EU 50 kpl/ltk | GEM5145T-EU 48 kpl/ltk |
| 122 x 122 cm | GEMO148T-EU 100 kpl/ltk | GEM1148T-EU 100 kpl/ltk | GEM2148T-EU 50 kpl/ltk | GEM3148T-EU 30 kpl/ltk | GEM4148T-EU 30 kpl/ltk | GEM5148T-EU 24 kpl/ltk |
| 137 x 137 cm | GEMO154T-EU 50 kpl/ltk | GEM1154T-EU 50 kpl/ltk | GEM2154T-EU 50 kpl/ltk | GEM3154T-EU 30 kpl/ltk | GEM4154T-EU 30 kpl/ltk | GEM5154T-EU 24 kpl/ltk |
| 137 x 183 cm | | | | GEM3172T-EU 30 kpl/ltk | GEM4172T-EU 30 kpl/ltk | GEM5172T-EU 24 kpl/ltk |

Lisätarvikkeet

Pölysuoja

Suojaamaan instrumenttikoreja pölyltä ja muilta ympäristön epäpuhtauksilta. Valmistettu lujasta, ja laadukkaasta polyeteenistä. Itsesulkeutuva.

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|-----------|------------|---------|
| MDS100815 | 20 x 30 cm | 1,000 |
| MDS100825 | 30 x 50 cm | 500 |
| MDS100830 | 40 x 55 cm | 500 |
| MDS100835 | 40 x 75 cm | 250 |
| MDS100840 | 60 x 75 cm | 250 |
| MDS100845 | 63 x 94 cm | 100 |



Sterilointikorin irtosuojaa³

Paperiset sterilointikorin irtosuojat edesauttavat kondensaatioveden imeytymistä steriloinnin aikana.

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|----------|------------|---------|
| TLC009 | 30 x 30 cm | 2,000 |
| TLC010 | 30 x 45 cm | 1,000 |
| TLC011 | 30 x 60 cm | 1,000 |



Kuljetusalusta⁴

- Tukeva muovi on suunniteltu sallimaan ilman virtaus
- Auttaa vähentämään avoimia lankahyllyjä
- Auttaa suojaamaan instrumenttialustaa rei'iltä tai repeytymiltä steriloinnin, varastoinnin ja kuljetuksen aikana

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|------------|------------|---------|
| GEMTRAY3CE | 31 x 56 cm | 10 |
| GEMTRAY4CE | 43 x 69 cm | 8 |



Suoja-asut

Hoitoympäristössä on paljon vaarallisia aineita ja mikro-organismeja. Medlinen suoja-asut tarjoavat tehokkaan suojan näitä aineita vastaan ja takaavat korkeimman turvallisuustason. Jokainen tuote on suunniteltu suojausta ja mukavuutta ajatellen.

Tutkimuskäsineet⁵

OptiCuff-
varren
rullaamattomuus-
teknologiaa

SensiCare® Pro 400 mm -nitrilikäsineet pidennetyllä varrella

SensiCare Pro Nitrile -käsineet ovat erinomaisen suojaavat, istuvat ja toimivat. Nämä käsineet on suunniteltu työntekijöille, jotka käsittelevät voimakkaita kemikaaleja tavallisissa työtehtävissä ja toimenpiteissä tai puhdistavat, dekontaminoivat ja desinfiioivat kirurgisia instrumentteja.

- Pidempi 400 mm:n varsi antaa erinomaisen suojan resorin ja hihan välillä
- Kauttaaltaan pintakuvioitu kämmenosa parantaa tuntoherkkyttä
- Hyvät tulokset puhkaisulujuustesteissä
- Testattu solunsalpaajilla
- PPE-sertifiointi antaa lisäsuojan



| Tuotenumero | Kuvaus | Pakkaus |
|-------------|--|--------------------|
| PR0400XS | SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, XS | 50/pkt, 10 pkt/ltk |
| PR0400S | SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, S | 50/pkt, 10 pkt/ltk |
| PR0400M | SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, M | 50/pkt, 10 pkt/ltk |
| PR0400L | SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, L | 50/pkt, 10 pkt/ltk |
| PR0400XL | SensiCare Pro 400 mm nitrilitutkimuskäsine, XL | 50/pkt, 10 pkt/ltk |

EN ISO 374-5-2016

taso

Suojaus bakteereita ja sieniä vastaan

Hyväksytty

Suojaus viruksia vastaan

Hyväksytty



SensiCare®-nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella ja erinomaisella tuntoherkkydellä

- Kestävä nitriliisuoja
- Pidennetty varsi antaa lisäsuojaa
- PPE-sertifiointi antaa lisäkattavuutta
- Lateksin mukavuus nitrilikäsineessä


| Tuotenumero | Kuvaus | Pakkaus |
|-------------|--|---------------------|
| MDSEXTXS | SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, XS | 100/pkt, 10 pkt/ltk |
| MDSEXTS | SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, S | 100/pkt, 10 pkt/ltk |
| MDSEXTM | SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, M | 100/pkt, 10 pkt/ltk |
| MDSEXTL | SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, L | 100/pkt, 10 pkt/ltk |
| MDSEXTXL | SensiCare -nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä varrella, XL | 90/pkt, 10 pkt/ltk |



Suojavaatevaatimukset täyttävät suojatakkit


Henkilökunta tietää, mitä heidän itsensä ja potilaiden suojaaminen edellyttää, mutta ajan puute ja hankaluus voivat johtaa sääntöjen ohittamiseen suojavaatevaatimuksissa. Medlinen suojavaatteet on nopea ja helppo pukea ja riisua ja samalla ne antavat erinomaisen suojan ja ovat mukavia käyttää.

Helppo pukea päälle. Erinomainen suojaus. Hengittävä materiaali.



Pukeminen

1. Aloita työntämällä kädet hihoihin niin, että peukalot menevät peukalolenkkeihin.
2. Vedä takki pään yli.
3. Sido vyötärönauhat taakse.



Riisuminen

1. Vedä vyötäröltä katkaistaksesi nauhat.
2. Vedä takkia rinnan kohdalta käsivarret ristissä.
3. Jatka takin rullaamista alaspäin kääroksi ja hävitä riisumisen jälkeen.

Koska avattavia niskanauhoja ei ole, kontaminaation mahdollisuus käsineistä hiuksiin tai niskaan vähenee.

Läpäisemättömät suojatakkit

Suojaa käyttäjää pitkäaikaisessa kosketuksessa nesteiden ja puhdistusaineiden kanssa. CRIE404xC- ja CRIE500x- sarjat on testattu glukoprotamiini-puhdistusainetta vastaan EN 16523-1 -säädöksen mukaisesti.

Kevyt, läpäisemätön kaksoislaminoitu suojatakki

- Vyötärö- ja niskanauhat
- Neulosresorit

| Tuotenro | Koko | Väri | Pakkaus |
|-----------|------|-----------|-------------------|
| CRIE4040C | L | Keltainen | 10/pussi, 100/ltk |
| CRIE4041C | XL | Keltainen | 10/pussi, 100/ltk |



CRIE4040C

Läpäisemättömät polyetyleenisuojatakkit

- Pään yli puettava malli
- Peukalolenkki-ranneke
- Yksittäin taiteltu ja pakattu käyttöpakkaus

| Tuotenro | Koko | Väri | Pakkaus |
|----------|------|---------|-------------------------|
| CRIE5010 | L | Sininen | 1/pussi, 15/pkt, 75/ltk |
| CRIE5011 | XL | Sininen | 1/pussi, 15/pkt, 75/ltk |



CRIE5010

Kertakäyttöinen polyetyleeniesiliina

- Käytetään nesteitä läpäisevien takkien tai työasujen päällä, kun tarvitaan edullista lisäsuojaa nesteiltä suojaamiseen

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|------------|--|-----------------|
| NONE24274W | Keskipainoinen, 71,1 x 116,8 cm, yksittäispakattu, käyttöpakkaus | 50/pkt, 250/ltk |



NONE24274W

Jalkineet⁶

Jalkinesuojat

Kengänsuojat estävät ympäristön kontaminoitumisen ja vähentävät mikro-organismien kulkeutumista. Valmistettu polyeteeni- tai polypropyleenimateriaaleista, ja joissakin malleissa on ylimääräinen nestesuoja.

| Tuotenro | Koko | Materiaali | Ominaisuudet | Pakkaus |
|----------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| CRIE2010 | Yhden koon-malli | Polyetyleenikalvo | Läpäisemätön | 100/pussi, 1 000/ltk |
| CRIE2020 | Yhden koon-malli | Polyetylenei ja polypropyleeni (SPP) | Läpäisemätön | 100/pussi, 200/ltk |



CRIE2010



CRIE2020

Saapassuojat

Medlinen saapassuojat peittävät hyvin ja antavat paremman nestesuojan. Suojat peittävät kengät ja sääret aina polviin asti, ja yhden koon-malli sopii lähes kaikkiin jalkinemalleihin. Pohjassa on pintakuviointi. Suojissa on tarra- tai kuminauhat nilkkojen ympärillä, mikä auttaa suoja pysymään paikallaan ja takaa suojauksen riittävyyden.

| Tuotenro | Koko | Ominaisuudet | Pakkaus |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| NONE27143XL | Yhden koon-malli | Nesteitä hylkivä | 50/pkt, 150/ltk |
| NONE27144 | Yhden koon-malli | Läpäisemätön | 50/pkt, 150/ltk |

NONE27143XL

- Nesteitä hylkivä materiaali ulottuu nilkan yläpuolelle
- Nestesuojaus pohjassa
- Tiivistetyt saumat jalkaosassa



NONE27143XL

NONE27144

- Läpäisemätön PE-pinnoitettu polypropyleeni-materiaali
- Nestesuojaus pohjassa
- Säädettävä tarrahihna



NONE27144

Medlinen uudistunut pakkaus helpottaa kasvosuojan valintaa

Pakkaus on suunniteltu niin, että henkilökunta voi helposti ja nopeasti tunnistaa kasvosuojien tärkeät ominaisuudet.

Värikoodattu pakkaus

Violetti: tyyppi IIR nesteitä hylkivä kasvosuoja


Vihreä: tyyppi II kirurginen kasvosuoja

Oranssi: tyyppi II toimenpidekasvosuoja

Sininen: Hengityssuojaimet

Rei'itetty ja kätevä avauskohta

Helpottaa avaamista ja hävittämistä



Tuoteluokitus

Helpottaa valintaa ja antaa mielenrauhan

Kasvosuojat

Nesteitä hylkivä kasvosuoja visiirillä⁷



NONE27410EL

Roiskeilta ja nesteiltä suojaava kasvosuoja visiirillä ja elastisilla korvalenkeillä

- Optinen kirkas polyesterivisiiri
- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|-------------|--|---------------|
| NONE27410EL | Nesteitä kestävä kasvosuoja korvalenkeillä ja visiirillä | 25/pkt, 4/ltk |

Nesteitä hylkivä kasvosuoja visiirillä ja nauhoilla⁷



NONE27710

Roiskeilta ja nesteiltä suojaava kasvosuoja visiirillä ja nauhakiinnityksellä.

- Optinen kirkas polyesterivisiiri
- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|-----------|---|---------------|
| NONE27710 | Max X nesteitä hylkivä kasvosuoja visiirillä ja nauhoilla | 25/pkt, 4/ltk |
| NONE27410 | Nesteitä kestävä kasvosuoja korvalenkeillä ja visiirillä | 25/pkt, 4/ltk |

Nesteitä hylkivä kasvosuoja korvalenkeillä⁷



NONE27412EL

- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha
- Voidaan käyttää ylimääräisen roiskesuojan, kuten kasvovisiirin tai suojalasien, kanssa

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|-------------|--|---------------|
| NONE27412EL | Nesteitä hylkivä kasvosuoja korvalenkeillä | 25/pkt, 4/ltk |

Kertakäyttöiset vaihtolinssit



NONFRAME

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|----------|---|---------|
| NONFRAME | Uudelleenkäytettävä kehys, saatavana eri värejä | 100/pkt |

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|----------|-------------------------------|---------|
| NONLENS | Kertakäyttöiset vaihtolinssit | 250/pkt |

Kasvovisiiri



NONEFS500

- Huurtumisen estävä vaahtomuovinauha
- Elastinen otsanauha vaahtomuovilla
- Ei sisällä luonnonkumilateksia

| Tuotenro | Kuvaus | Pakkaus |
|-----------|--|---------|
| NONEFS500 | Täyspitkä kertakäyttöinen kasvovisiiri elastisella vaahtomuovinauhalla | 96/ltk |

Päivitä välinehuolto koskeva turvallisuustaso

Märässä ympäristössä työskentely tarkoittaa päivittäisille vaaratilanteille altistumista, kuten liukastumista, kompastumista ja kaatumista. Välinehuollossa ja erityisesti kontaminaatioalueilla, missä kerääntyy nesteitä, tämä on erityinen riski henkilökunnalle.

Medlinen lattiaturvaratkaisu huomioi kaatumisvaarat ja tarpeen poistaa nesteet nopeasti ja turvallisesti.

Liqui-Loc™ Lattiamatto



- Helppo hävittää hygieenisesti ja turvallisesti
- Lämpäisemätön, luistamaton tausta seisonta- tai työkalualustaksi
- Vuotamaton, imukykyinen materiaali lukitsee nesteet sisälleen




| Tuotenro | Kuvaus | Koko | Imukyky | Luistamaton | Pakkaus |
|----------|-------------------|-----------------|---------|-------------|---------|
| ORLLPBS | Liqui-Loc; pieni | 71.1 x 101.6 cm | 2.2 L | Kyllä | 13/ltk |
| ORLLPBM | Liqui-Loc; medium | 71.1 x 142.2 cm | 3.0 L | Kyllä | 10/ltk |
| ORLLPBL | Liqui-Loc; iso | 71.1 x 182.8 cm | 3.9 L | Kyllä | 8/ltk |

Kaksipuolinen imukykyinen lattia-alusta



- Erittäin imukykyinen lattia-alusta edistää puhtautta
- Nopeuttaa puhdistamista ja imee läikkyneet nesteet lattialta
- Ei saa seistä päällä



| Tuotenro | Kuvaus | Koko | Imukyky | Luistamaton | Pakkaus |
|----------|---|------------|---------|-------------|---------|
| ORDSFMAT | Kaksipuolinen imukykyinen lattia-alusta | 75 x 38 cm | 7 L | Ei | 50/ltk |

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Medline-tuotepäällikköön tai käymällä sivustollamme osoitteessa: www.medline.eu/uk



Jälleenmyyjä:
Mediplast Fenno Oy
PL 153, 01531 Vantaa
Suomi
Puh 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com
www.mediplast.com

SEURAA MEITÄ  

MEDI PLAST

¹Steriset-kontainerit ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



²Gemini-käareet ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



³Korien irtosuojat ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



⁴GEMTRAY kuljetusalusta ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



⁵Medline-tutkimuskäsineet ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



⁶Jalkinesuojat & Saappasuojat ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



⁷NONE27xxx ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi.



Tämän dokumentin käännöksen teki Mediplast Fenno Oy. Saadaksesi Medlinen verioiman englanninkielisen version, käänny jakelijan puoleen. Varaamme oikeuden korjata tässä esitteessä mahdollisesti esiintyviä virheitä.

© 2021 Medline on Medline Industries, LP: n rekisteröity tavaramerkki. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054_FI 10/2021