



## Steriilit Kalvositeet imutyynyllä

MEDIPLAST tarjoaa steriilejä läpinäkyviä kalvositeitä imutyynyllä. Imutyynyssä on tarttumaton pinta haavaa vasten. Tuotetta on saatavana sekä kehyksellä että ilman. Kehystetyissä siteissä on merkintäteippi ihoystävällisestä paperitarralla, johon voi merkitä vaihtoajan ja nimen. Siteessä on bakteeri- ja virusbarrieeri, se on vettähylyvä, niin että potilas voi kylpeä ja käydä suikussa ja ne ovat semiläpäiseviä mikä antaa ihon hengittää. Siteet on steriilisti yksittäispakattu.

#### Käyttöaiheet:

Postoperatiivinen sidos; suojaa puhtaita haavoja ja ottopaikkoja. Pienet viillot; artroskopiat, laparaskopiat, biopsiat. Laseraatiot, hankaumat. Ensimmäisen asteen palovammat. Pinnalliset ja osittaiset haavat. Kevyet ja kohtalaiset dreenatut haavat. Hydroterapia, päiväkirurgia ja peittoside.

Os.pakk = pienin toim.erä

Sailab koodi – BE09006

Tuotenro	Kuvaus	Imutyynyillä	Kpl/ os.pakk.	Kpl/ kulj.pakk.
60701020	7 x 5 cm	4 x 2,5 cm	50	4500
60701022	6 x 10 cm	5 x 3,5 cm	50	400
60701025	10 x 12 cm	7,5 x 5 cm	50	1200
60701030	9,5 x 8,5 cm	6 x 3,5 cm	50	1200
60701035	15,5 x 8,5 cm	11 x 3,5 cm	50	600
60701040	10 x 20 cm	15,5 x 5,5 cm	30	360
60701045	10 x 25 cm	20 x 5,5 cm	30	360
60701050	10 x 30 cm	25 x 5,5 cm	30	360
60701055	10 x 35 cm	30 x 5,5 cm	30	360
<b>Kehystetyt merkintäteipillä</b>				
60701150	4 x 5 cm	2,5 x 2 cm	50	1000
60701155	6 x 7 cm	4 x 3 cm	50	1000
60701156	6 x 10 cm	6 x 2,5 cm	50	200
60701158	9 x 10 cm	6 x 4,5 cm	25	100
60701162	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	25	100
60701164	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	25	100
60701160	10 x 12 cm	6 x 4,5 cm	25	500
60701165	10 x 25 cm	20 x 4,5 cm	25	500
60701170	15 x 20 cm	10,5 x 8 cm	25	500
60701175	9 x 30 cm	25 x 4,5 cm	25	100
60701180	9 x 35 cm	30 x 4,5 cm	25	100

Os.pakk = pienin toim.erä