


# Mediplast- instrumenttikorit

- SteriSet®-kontainereihin yhteensopivat laadukkaat instrumenttikorit
- Korit voi pinota päällekkäin ja niissä on laskeutuvat kahvat
- Silmukkakoko n. 6 x 6 mm, mikä parantaa läpihuhtelua sekä vähentää varjoalueita
- 30 mm korkeissa koreissa on kiinteä kahva ja silmukkakoko n. 4 x 4 mm. Ko. koreja käytetään lähinnä pienimmille instrumenteille
- CE: MDR 2017/745



Tuotenro	Kuvaus	Korkeus	Pituus	Leveys	
707022	Malli 1/2	30 mm	236 mm	236 mm	
707025	Malli 1/2	60 mm	236 mm	236 mm	
707525	Malli 1/2	80 mm	236 mm	236 mm	
707526	Malli 1/2	100 mm	236 mm	236 mm	
707012	Malli 3/4	30 mm	403 mm	236 mm	
707015	Malli 3/4	60 mm	403 mm	236 mm	
707515	Malli 3/4	80 mm	403 mm	236 mm	
707516	Malli 3/4	100 mm	403 mm	236 mm	
707002	Malli Täysi pituus	30 mm	508 mm	236 mm	
707005	Malli Täysi pituus	60 mm	508 mm	236 mm	
707505	Malli Täysi pituus	80 mm	508 mm	236 mm	
707506	Malli Täysi pituus	100 mm	508 mm	236 mm	

Kori- korkeus 30 mm  
707022, 707012 ja 707002

