



Käyttöaihe:
 Voidaan käyttää kiinnityssiteenä, kipsin alla sekä dermatologiseen käyttöön. Sopii erityisesti käytettäväksi nivelille, amputaatioihin tai vaikeasti sidottaville alueille. Käytetään vain vahingoittumattomalle iholle.

Putkiside - double stretch

MEDIPLAST in DANAFAST Double Stretch, -putkiside joustaa niin pituus- kuin leveysuuntaan ja on siten helppo asettaa paikalleen. Leikataan haluttuun pituuteen ja voidaan käyttää joko yksin- tai kaksinkertaisena, muuta kiinnitystä ei tarvita. Hyvä hengittävyys.
 Merkitty värillisestä langasta kudotulla viivalla, mikä helpottaa kokovalintaa.

Viskoosi, Polyamidi, Elastaani

Pituus: 10 metriä venyttämätön pituus

Sailab koodi – BE13001

Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050761	PUN = >3,5 cm, pienet käsivarret ja jalat	1	35
6050762	Vihr. = >5,5 cm, jalat, kädet, käsivarret, pienet jalat	1	28
6050763	Sin. = >8 cm, jalat, suuremmat käsivarret, reidet	1	20
6050764	Kelt. = >12 cm, pienet vartalot, voimakkaat reidet	1	14
6050765	Beige = >18 cm, aikuisten vartalot	1	7
6050766	LILA = >20 cm, suuri vartalo	1	7

Made in Denmark

Os.pakk = pienin toim.erä

DANAFAST Double Stretch:
Viskoosi, Polyamidi, Elastaani
Pituus: 10 metriä venyttämätön pituus

Yksittäispakattu

Sailab koodi – BE13001

Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050771	PUN = >3,5 cm, pienet käsivarret ja jalat	72	576
6050772	Vihr. = >5,5 cm, jalat, kädet, käsivarret, pienet jalat	72	576
6050773	Sin. = >8 cm, jalat, suuremmat käsivarret, reidet	72	432
6050774	Kelt. = >12 cm, pienet vartalot, voimakkaat reidet	36	288
6050775	Beige = >18 cm, aikuisten vartalot	36	144
6050776	LILA = >20 cm, suuri vartalo	36	144

Made in Denmark

Os.pakk = pienin toim.erä