

Suljettu uros-luer-adapteri

- Aktivoituu vain liitettäessä naaras-luer- tai neulattomaan liittimeen
- Sulkeutuu automaattisesti irrotettaessa
- Tarkoitettu toksisten lääkkeiden valmisteluun ja antoon
- Voidaan käyttää ruiskussa tai infuusiosetissä
- Vähentää vuoto- ja kontaminaatoriskiä
- Sisäinen pyörintätoiminto aktivoituu kiinnitettynä ollessa
- Pitävä kiinnitys, ei erotettavissa asennuksen jälkeen
- Painettestattu 3 baariin asti
- Jopa 50 aktivointikertaa
- Täyttövolyymi 0,1 ml
- Neutraali
- Saatavana valmiiksi kiinnitettynä infuusioletkuun tai sekoitussettiin



Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL80900A	Suljettu uros-luer-adapteri (mLL)	PVC-vapaa	100*/1500
60SRL80900C	Suljettu uros-luer-adapteri (mLL) tulpalla	PVC-vapaa	100*/1500
60SRL80004C	Täyttötulppa	PVC-vapaa	100*/3000

Materiaali:
 Suljettu uros-luer-sovite: PSU
 Tulppa: PE
 Täyttötulppa: PP

Sterilointi: EO
 Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu
 repäisyppakkaukseen
 * = pienin tilausmäärä