



Näytteenottoasetti Trakea

- Näytteenottoasetti eritenäytteiden suljettuun keräämiseen, yksinkertainen ja turvallinen tapa käsitellä näytteitä.
- Täydellinen setti, jossa mukana kartiokärki imuletkun liittämistä varten sekä imusäädöllä varustettu yhdistäjä imukatetriin.
- Läpinäkyvä säiliö lisäkorkilla, 10 ml
- Tarraetiketti potilastietojen merkintää varten
- Setissä on mukana kaikki tarvittava, tarvitaan vain liitäntä imukatetriin
- Standardi: EN 556-1:2001, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-7:2008, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 1041:2008, EN 15986:2011, EN ISO 15223-1:2016
- Steriili

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6066565-1	Näytteenottoasetti Trakea, oranssi	50/200	

Materiaali: Imukatetri/letku: DEHP-vapaa PVC ja DOTP-pehennin (DEHT)
Säiliö: AS-kopolymeeri, K-harts – Korkki: Polypropyleeni/HDPE

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6066566	Näytteenottoasetti Trakea, vihreä	50/200	

Materiaali: Imukatetri/letku: TPE-polyfeeniiseos
Säiliö: AS-kopolymeeri, K-harts – Korkki: Polypropyleeni/HDPE

Os.pakk. = pienin toim.erä