


Käyttöaihe:

Sidos, joka tukee ja helpottaa, antaa kevyen tuen. Voidaan käyttää myös ensisijaisten sidosten ja letkujen kiinnitykseen. Käytetään vain vahingoittumattomalle iholle.

Tukisidos

MEDIPLAST DANAUNIVERSAL jota voidaan käyttää tukemaan tai keventämään. Ilmava ja ihoystävällinen.

Elastisuus: 100%

Puuvilla, Polyamidi, Polyuretaani

Pituus: venytetty pituus

Sailab koodi – BE17002

Tuotenro 5 m	Tuotenro 4 m	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050401	6050441	4 cm	10	720
6050402	6050442	6 cm	10	480
6050403	6050443	8 cm	10	320
6050404	6050444	10 cm	10	280
6050405	6050445	12 cm	10	240
6050406	6050446	15 cm	10	200

Made in Denmark

Os.pakk = pienin toim.erä