



Happiviikset

- Happiviikset suorilla tai kaarevilla viiksiosilla, virtaus enintään 6 l/min.
- Kertakäyttöinen, käyttöaika ei saa ylittää 3 vuorokautta.
- Tähtenmuotoinen letku
- Standardi: EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Tehdaspuhdas

Tuoteno	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	PVC-vapaa
6014115	Aikuinen, suorilla tai kaarevilla viiksiosilla, sis. letkun 2,1 m	50/50	

Materiaali: PVC-vapaa

Tuoteno	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014101	Vakio, lapsi, suorilla viiksiosilla, sis. letkun 2,1 m	50/50	
6014102	Vakio, aikuinen, suorilla viiksiosilla, sis. letkun 2,1 m	50/50	

Materiaali: PVC ja DINP-pehmenin