



Letkusto – kertakäyttöinen

- Anestesiaan ja tehohoitoon
- Setti sisältää Y-kappaleen, kulmakappaleessa olevan monitorointiportin, liitosholkit ja letkut (letkuja, liitäntäkappaleita ja letkurullia saatavana lisävarusteena).
- Kaikki letkut ovat diffuusiotiiviitä nuketuskasulle
- Standardi: EN 5367:2014
- Tehdaspuhdas

Hengitysletkusto


Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014196	Lapsi, pituus 160 cm, sisähalk. 15 mm	30/30	

Materiaali: Letku: PE+EVA – Liittimet PE/PP – Tulppa: PE


Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014197	Aikuinen, irrotettavalla ja pyörivällä kulmakappaleella, 160 cm, SH 22 mm	20/20	
6014198	Aikuinen, irrotettavalla ja pyörivällä kulmakappaleella, 240 cm, SH 22 mm	20/20	

Materiaali: Letku: PE+EVA – Liittimet PE/PP – Tulppa: PE/TC – O-rengas: Silikoni

Hengitysletkusto, venytettävä

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014199	Laajeneva, 90–270 cm, kiinteä Y, irrotettava kulmakappale, portilla, sisähalk. 22 mm	20/20	


Materiaali: Letku: PE+EVA – Liittimet PE/PP – Tulppa: PE

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014204	Sis. lateksittoman hengityspussin 2 l, pituus 90–270 cm, sisähalk. 22 mm, venytettävä jatkoletku 30–150 cm	30/30	


Materiaali: Letku: PE+EVA – Liittimet PE/PP – Tulppa: PE – Hengityspussi: Neopreeni

Os.pakk. = pienin toim.erä

Hengitysletkusto, koaksiaalinen


Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014201	Pituus 180 cm. Irrotettava kulmakappale, mittausportti ja venytettävä letku, 50 cm uloshengityspuolella. sisähalk. 25 mm ulkoletku, 15 mm sisäletku	20/20	

Materiaali: Letku: PE+EVA / PP+EVA – Liittimet PE/PP – Tulppa: PE

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014202	Pituus 270 cm, kulmakappale, mittausportti ja venytettävä letku, 50 cm uloshengityspuolella. sisähalk. 25 mm ulkoletku, 15 mm sisäletku	20/20	


Materiaali: Letku: PE+EVA / PP+EVA – Liittimet PE/PP – Tulppa: PE



Jatkoletku


Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014200	Venytettävään hengitysletkustoon 30–150 cm, sisähalk. 22 mm	50/50	
6014240	Venytettävään hengitysletkustoon 50–240 cm, sisähalk. 22 mm	50/50	


Materiaali: Letku: PP+EVA – Liitin: PE

Liitöntäkappaleet


Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014224	Suora liitin för nukutusletkulle, 22 ulkohalk. / 15 sisähalk.; 22 ulkohalk. / 15 sisähalk.	50/100	
Materiaali: Liitin: PP			

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014225	Suora liitin nukutusletkulle, 22 ulkohalk. / 15 sisähalk.; 22 sisähalk.	50/100	
6014226	Suora liitin nukutusletkulle, 22 ulkohalk. / 15 sisähalk.; 15 sisähalk.	50/100	
Materiaali: Liitin: PP/K-harts			

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014228	Y-kappale suora 22 ulkohalk./ 15 sisähalk. ulkohalk. 22 mm	50/100	
Materiaali: Y-kappale: PE			

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014229	Y-kappale suora 22 ulkohalk./ 15 sisähalk., yhdensuuntainen ulkohalk.22 mm	50/100	
Materiaali: Y-kappale: PE			

Letkurulla

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014186	Letkurulla, 25 m, kuffi 15 cm:n välein ulkohalk.22 mm	1/1	
Materiaali: Letkurulla: PE+EVA			

Os.pakk. = pienin toim.erä