

3-tiehana ja hanapenkit

- Veri-, lääke- ja lipidienkestävä jopa 72 tuntia
- Itsestään palautuva pyörivä luer-liitin
- Saatavana irrallisena tai jatkoletkuilla
- Valikoimassa myös pyörivällä liittimellä
- Virtauksenpysäytys hydrofobisella suodattimella, joka helpottaa täyttööä ja vähentää vuoto- ja kontaminaatoriskiä
- PVC-vapaa tai DEHP-vapaa PVC
- Letku 2,9 x 4,1 mm tai 1 x 2 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)
- Hanapenkki levyllä tai ilman
- Värikoodatut 3-tiehanat auttavat infuusioletkun tunnistamisessa
- Saatavana takaiskuventtiilillä ja/tai neulattomalla liittimellä
- MR-yhteensopiva



3-tiehana

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MP0436	3-tiehana	PVC-vapaa	40*/600
60MP0437	3-tiehana, pyörivä	PVC-vapaa	40*/600

3-tiehana jatkoletkulla, matalavolyyminen 1 x 2 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL04100110	3-tiehana, 12 cm jatkoletku	PVC-vapaa	20/300*
60MP04100521	3-tiehana, 12 cm jatkoletku	PVC-vapaa	30*/450

3-tiehana, jatkoletku 2,9 x 4,1 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL04100607	3-tiehana, 7 cm jatkoletku	PVC-vapaa	30*/450
60MR04100610	3-tiehana, 12 cm jatkoletku	PVC-vapaa	30*/450
60MR04100610S	3-tiehana, 12 cm jatkoletku, pyörivä	PVC-vapaa	30*/450
60MR04100625	3-tiehana, 25 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR04100650	3-tiehana, 50 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR04100675	3-tiehana, 75 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR04100601	3-tiehana, 100 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*
60MR04100410T	3-tiehana, 100 cm jatkoletku	DEHP-vapaa PVC	10/100*
60SRL04100601S	3-tiehana, 100 cm jatkoletku, pyörivä	PVC-vapaa	10/100*

Hanapenkki 2,9 x 4,1 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR04102000	2 kpl 3-tiehanoja	PVC-vapaa	20*/300
60MR04104000	4 kpl 3-tiehanoja	PVC-vapaa	10/100*
60MR04104016V	4 kpl 3-tiehanoja, 2 kpl takaiskuventtiilejä, 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/100*

Hanapenkki levyllä 2,9 x 4,1 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR04103000	3 kpl 3-tiehanoja	PVC-vapaa	10/50*
60MR04103025	3 kpl 3-tiehanoja + 25 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/50*
60SRL04103150	3 kpl 3-tiehanoja + 150 cm jatkoletku	PVC-vapaa	5/50*
60MR04105025	5 kpl 3-tiehanoja + 25 cm jatkoletku	PVC-vapaa	50/50*
60SRL04105150	5 kpl 3-tiehanoja + 150 cm jatkoletku	PVC-vapaa	50/50*

Hanapenkki levyllä ja neulattomalla liittimellä

2,9 x 4,1 mm (Sisähalk. x Ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL04103000K	3 kpl 3-tiehanoja neulattomalla liittimellä	PVC-vapaa	5/50*
60SRL04105000K	5 kpl 3-tiehanoja neulattomalla liittimellä	PVC-vapaa	50/50*
60SRL04103150K	3 kpl 3-tiehanoja neulattomalla liittimellä ja 150 cm jatkoletku	PVC-vapaa	5/50*
60SRL04105150K	5 kpl 3-tiehanoja neulattomalla liittimellä ja 150 cm jatkoletku	PVC-vapaa	50/50*
60SRL82115P	6 kpl 3-tiehanoja neulattomalla liittimellä ja 180 + 12 cm jatkoletku	PVC-vapaa	50/50*

Materiaali:
 Letku: TPE
 3-tiehana/hanapenkki: PC/HDPE/PSU
 Luer-liitin: PE

Täyttötulppa/virtauksenpysäytin: ABS/PE
 Suojatulppa: PE
 Takaiskuventtiili: SAN/silikoni
 Neulaton liitin: PC/silikoni

Sterilointi: EO
 Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu
 repäisypakkaukseen
 * = pienin tilausmäärä