



Anestesimaskit, kertakäyttöinen


- Hyvin mukautuvalla säädettävällä ilmatyynyllä
- Läpinäkyvät kertakäyttöiset anestesimaskit seitsemässä eri koossa värikoodatulla rengaskiinnikkeellä
- Takaiskuventtiili ilmatyynyn säätelyä varten
- Maskit sopivat 15 mm:n tai 22 mm:n liittimiin, katso erittely
- Tehdaspuhdas

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014120	Neonatal, koko 0, ulkohalk. 15 mm, valkoinen	1/30	


Materiaali: Maski: PC – Pehmuste: PVC (DINP-pehennin) – Värikoodattu rengaskiinnike: PE

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014121	Vastasyntynyt, koko 1, ulkohalk. 15 mm, vaaleanpunainen	1/30	

Materiaali: Maski: PC – Pehmuste: PVC (DINP-pehennin) – Värikoodattu rengaskiinnike: PE


Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014122	Vauva, koko 2, ulkohalk. 22 mm, keltainen	1/30	

Materiaali: Maski: PC – Pehmuste: PVC (DINP-pehennin) – Värikoodattu rengaskiinnike: PE


Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014123	Lapsi, koko 3, ulkohalk. 22 mm, vihreä	1/30	

Materiaali: Maski: PC – Pehmuste: PVC (DINP-pehennin) – Värikoodattu rengaskiinnike: PE


Os.pakk. = pienin toim.erä

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014124	Pieni aikuisten koko 4, sisähalk. 22 mm, punainen	1/30	

Materiaali: Maski: PC – Pehmeus: PVC (DINP-pehmenin) – Värikoodattu rengaskiinnike: PE

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014125	Suuri aikuisten koko 5, sisähalk. 22 mm, sininen	1/30	

Materiaali: Maski: PC – Pehmeus: PVC (DINP-pehmenin) – Värikoodattu rengaskiinnike: PE

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014126	Suuri aikuisten koko 6, sisähalk. 22 mm, oranssi	1/30	

Materiaali: Maski: PC – Pehmeus: PVC (DINP-pehmenin) – Värikoodattu rengaskiinnike: PE