



Elvytyspalkeet

- Ventilaatiokäyttöön
- Täydellinen setti painelu-puhalluselvytykseen, kertakäyttöinen
- Tehdaspuhdas


Ventilaattori täydellinen setti, käsikäyttöinen

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014215	Vastasyntynyt, 2,5–12 kg. Maski koko 1, (liitin 15 mm) palje 280 ml, varaajapussi 600 ml, happiletku 2 m	1/12	

Materiaali: PVC ja DINP-pehmennin, PE (polyeteeni), polykarbonaatti

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014216	Lapsi, 10–30 kg. Maski koko 3, (liitin 22 mm) palje 550 ml, varaajapussi 2 000 ml, happiletku 2 m	1/12	

Materiaali: PVC ja DINP-pehmennin, PE (polyeteeni), polykarbonaatti

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014217	Aikuinen, > 30 kg Maski koko 5, (liitin 22 mm) palje 1 500 ml, varaajapussi 2 500 ml, happiletku 2 m	1/12	

Materiaali: PVC ja DINP-pehmennin, PE (polyeteeni), polykarbonaatti

Os.pakk. = pienin toim.erä