



Imuletkut Mediplast










- Kattava valikoima erikokoisia imuletkuja. Korkealaatuiset letkut ovat pehmeitä ja säilyttävät muotonsa taantumatta ja litistymättä (vacuum).
- Letkuja on saatavana PVC-vapaina tai PVC:nä pehmentimellä.
- Saatavissa erilaisissa pakkauksissa:
Imuletku - Steriili, kaksoispakattu repäisypakkaus
Imuletku - Tehdaspuhdas repäisypakkaus
Rullaletku – Tehdaspuhdas
- Vakio, imuletku: EN10079-3:2014
Vakio, kaksoisletku: EN13544-2:2002 + A1:2009
- Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com
** Mediplast Srl / www.mediplast.com/it

Kulj.pakk = pienin toim.erä

Imuletku, standardi, kuvioitu letku

Letkut pakataan ensin pussiin, sitten repäisyppakkaukseen steriilin käsittelyn mahdollistamiseksi. Letkun pinta on raidoitettu, mikä auttaa sitä kestävämpään voimakkaan vakuumin. Ne ovat läpinäkyviä, sisältöä on helppo tarkkailla.

PVC DOTP/DEHT (ftalaatiton) tai DINP pehmentimellä

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Materiaali	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6099900		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099901		75 cm						50
6099903		250 cm						50
6099905		350 cm						40
6099954		300 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	75	30	EO	40
6099910		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099915		350 cm						40
6099920		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Tehdas- puhdas	50
6099921		200 cm						50
6099925		350 cm						40
6099930		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099940		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099942		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdas- puhdas	50
6099956		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Tehdas- puhdas	50
6099957								
6099959		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099063				K-resin	75	25	EO Tehdas- puhdas	400
6099064								200*/3000

*Os.pakk = pienin toim.erä





PVC:tön

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6088800		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50
6088805		350 cm					40
6088810		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50
6088850		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO Tehdas- puhdas	50
6088851							

Kulj.pakk = pienin toim.erä







Imuletku, vakio, kuvioitu letku – ftalaatiton PVC

Toinen pää on kupla (liittimetön SH/UH 7,5/10 mm) ja toisessa päässä on erikoisliitin, ilman tai imunsäätelijän kanssa.

Tuotenumero	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Materiaali	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6099979		350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	40
6099980		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdaspuhdas	50
6099982		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdaspuhdas	50
6099985		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdaspuhdas	50

Imuletku, KNK, pehmeä letku – PVC DOTP/DEHT (ftalaatiton) tai DINP pehmentimellä


Tarjoamme valikoiman steriilejä letkuja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi KNK-alueella. Letkuissa on erikoismuotoillut liittimet jotka sopivat bronko/esofagoskopiaan, nenä- ja korvaimuihin. Letkut ovat pehmeämpiä, niissä on matalampi Shore (kovuus).

Tuotenumero	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Materiaali	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
** 6066152100 6066153510		200 cm 350 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	73 - 75	30	EO	50 40
6099990 6099992		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40
6099977 6099978		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099996		350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	40
6099987		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	60 - 63	25	EO	50
6099998 6099999		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40

Kulj.pakk = pienin toim.erä

Abortti-imuletku 360° pyörivällä kädensijalla, DEHP:tön PVC

Korkeavirtausletku joka sopii kaikkiin kertakäyttökyretteihin.

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6070002		200 cm	9,6 / 14,5	75	45	EO	15

Erikoisimuletku, ilman yhdistäjää, läpinäkyvää PVC:tä, sileä letku

Tämä sileä letku on yksittäispakattu repäisy-pakkaukseen ja on pehmeämpi letku ilman liittimiä, johon voi yhdistää suoraan.

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Kovuus	Ch	Sterilointi	Avd/Trp.frp
6099965	–	150 cm	7 / 10	68 - 70	30	EO	50

Kuplaletku rullassa, pehmeä letku, PVC ATBC pehmentimellä

Tämä epästeriili kuplaletku toimitetaan rullassa. Se on tehdaspuhdas ja pakattu kätevään jakelupakkaukseen. Letku voidaan leikata haluttuun pituuteen. Letkussa on kuplia (tai laajennuksia) 90 cm:n välein. Jos letku katkaistaan kuplan kohdalta, saadaan samalla liitin jossa on hieman suurempi halkaisija kuin letkussa muualla.

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Väri	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6099970-1	–	30 m	3/5 - 8/10	Vihreä	15	Tehdas-puhdas	1*/5
6099975-1 6099973-1 6099976-1	–	30 m	3/5 - 8/10 5/7 - 10/12 7/10 - 11/14	Transparent	15 21 30	Tehdas-puhdas	1*/5

*Os.pakk = pienin toim.erä

Kuplaletku, leikattu 180 cm:n pituiseksi, kuplat molemmissa päissä, PVC ATBC pehmentimellä, pehmeä letku

Tuotenro	Väri	Pituus	SH / UH mm	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6099960-1 6099966-1	Vihreä Transparent	180 cm	3/5-8/10 5/7-10/12	68 - 70	15 30	Tehdas-puhdas	50

Kulj.pakk = pienin toim.erä