



Käytönaihe:  
Peitesiteenä, pinnallisille haavoille,  
puhtaille kirurgisille haavoille ja  
ihon suojaukseen.

## Steriilit kalvositeet

MEDIPLAST tarjoaa steriilejä läpinäkyviä kalvositeitä. Tuotetta on saatavana sekä reunuksella että ilman. Reunuksellisissa siteissä on merkkausteippi ihoystävällisestä paperitarrasta, johon voidaan merkitä vaihtoaika ja nimi. Siteissä on bakteeri- ja viruseste, ne ovat vettähylyviä, niin että potilasta voi kylvettää ja suihkuttaa ja ne ovat semiläpäiseviä, mikä antaa ihon hengittää. Siteet on steriilisti yksittäispakattu.

Tuotenro	Kuvaus	Kpl/ os.pakk.	Kpl/ kulj.pakk.
60701060	7,2 x 5 cm	50	4500
60701065	10 x 12 cm	50	1200
60701070	9,5 x 8,5 cm	50	1200
60701075	15,5 x 8,5 cm	50	600
60701080	10 x 20 cm	50	600
60701085	10 x 25 cm	50	600
60701090	10 x 30 cm	50	600
60701095	10 x 35 cm	20	160
60701145	20 x 30 cm	50	600
	<b>Kehystetyt merkintäteipillä</b>		
60701120	4 x 5 cm	100	2000
60701125	6 x 7 cm	100	2000
60701128	9 x 10 cm	50	1000
60701130	10 x 12 cm	50	800
60701135	10 x 25 cm	30	300
60701140	15 x 20 cm	30	300

Sailab koodi – BE03001

Os.pakk = pienin toim.erä