



Nefrostomia letku

- Letku 2,9 x 4,1 mm
- Pehmeä liitin joka sopii kaikkiin virtsapusseihin
- Pyörivä luer-lock helppoon kiinnitykseen
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk
60MR223115T	15 cm, luer-lock	10/300
60MR222815T	15 cm, luer-lock 3-tiehana liittimessä	15/225
60MR222830T	30 cm luer-lock 3-tiehana liittimessä	10/150

Os.pakk = pienin toim.erä

Material:
Letku, liittimessä: Ftalaatiton PVC TOTM-
pehmentimellä
3-tiehana: Polycarbonat + HDPE
Luer-Lock: ABS
Valmistaja: Mediplast Srl / www.mediplast.com/it