


Silikonivaahtosidos

Silikonikiinnitteinen vaahtosidos – kiinnittyvä silikonipintainen, imukykyinen vaahtosidos, sopii kohtalaisesti tai runsaasti erittäville haavoille.

Edut:

- Vähentää kipua ja kudonvaurioiden riskiä sidoksen vaihdon yhteydessä
- Joustava ja helppo käyttää myös vaikeasti sidottavilla alueilla
- Leikattava ja voidaan asettaa takaisin, jos liimapinta on ehjä
- Soveltuu käytettäväksi kompressisidosten alla
- Hengittävä ja haihduttaa liiallisen kosteuden
- Pinnalla oleva PU-kerros muodostaa tehokkaan esteen ulkopuolisille bakteereille ja myötävaikuttaa haavan paranemisen kannalta suotuisan kostean haavaympäristön luomiseen
- Miellyttävä käyttää ja hellävarainen ympäröivälle iholle
- Voi olla paikallaan jopa 7 päivää riippuen haavan kunnosta

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
60702201	5 x 5 cm	10/200	
60702202	10 x 10 cm	10/200	
60702203	10 x 12 cm	10/200	
60702205	15 x 15 cm	10/200	
60702206	20 x 20 cm	10/100	
60702204	10 x 20 cm	10/200	
60702207	20 x 51 cm	5/25	
60702208H	12 x 19 cm, kantapaa	10/200	