



Käyttöaihe:
 Voidaan käyttää kiinnityssiteenä,
 kipsin ja lastojen alla sekä
 dermatologisessa käytössä.
 Käytetään vain
 vahingoittumattomalle iholle.

Putkiside

MEDIPLAST DANAFAST, elastinen putkiside. DANAFAST on elastinen side, joka venyy leveysuunnassa ja on helppokäyttöinen. Voidaan leikata halutun pituiseksi ja käyttää yksin- tai kaksinkertaisena ilman lisäkiinnityksen tarvetta. Värikoodatun neulosraidan ansiosta oikea koko on helppo valita.

Viskoosi, Polyamidi, Elastaani

Pituus: 10 metriä venyttämätön pituus

Sailab koodi – BE13004

Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050751	PUN = >3,5 cm, pienet käsivarret ja jalat	1	35
6050752	Vihr. = >5,0 cm, jalat, kädet, käsivarret, pienet jalat	1	28
6050753	Sin. = >7,5 cm, jalat, suuremmat käsivarret, reidet	1	20
6050754	Kelt. = >10,75 cm, pienet vartalot, voimakkaat reidet	1	14
6050755	Beige = >17,5 cm, aikuisten vartalot	1	7
6050757	LILA = >21 cm, suuri vartalo		

Made in Denmark

Os.pakk = pienin toim.erä