

Anestesiamaskit

- Hyvin istuvat anestesiamaskit
- Monikäyttöiset silikonimaskit, jotka voidaan käsitellä autoklaavissa jopa 134 °C:ssa
- PVC-kertakäyttömaskit, DINP-pehmennin
- Maskit sopivat 15 mm:n tai 22 mm:n liittimiin, katso erittely
- Standardi: EN 5356-1:2015
- Tehdaspuhdas

Kestokäyttöinen

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.
6014165	Neonatal, koko 0, pyöreä, saumaton, ulkohalk. 15 mm	1/100
6014166	Vastasyntynyt, koko 1, pyöreä, saumaton, ulkohalk. 15 mm	1/100
6014167	Vauva, koko 2, pyöreä, saumaton, ulkohalk. 22 mm	1/100



Materiaali: Silikoni

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.
6014168	Lapsi/aikuinen S, koko 3, muotoiltu, saumaton, sisähalk. 22 mm	1/100
6014169	Aikuinen, koko 4, muotoiltu, saumaton, sisähalk. 22 mm	1/80
6014170	Aikuinen, koko 5, muotoiltu, saumaton, sisähalk. 22 mm	1/70



Materiaali: Silikoni

Kertakäyttöinen

Tuotenumero	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.
6014171	Lapsi, koko 3, liitin 22 mm	1/100
6014172	Aikuinen, koko 4, liitin 22 mm	1/80
6014173	Aikuinen, koko 5, liitin 22 mm	1/70



Materiaali: PVC, DINP-pehmennin

Os.pakk. = pienin toim.erä