



Metalli-imu läpinäkyvällä kädensijalla Tonsillektomiaan

- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Läpinäkyvä kädensija imunsäätelijällä
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija PMMA:ta (pleksilasi)

Tuotenro	Kuvaus	Os/Kulj.Pakk
6066502040	4,0 x 190 mm	20/300

Os.pakk = pienin toimituserä

Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com