



Oksennuspussi

- Helppo käyttää
- Oksennuspussiin mahtuu >1,5 litraa, siihen on painettu mitta-asteikko
- Helppo sulkea sulkijalla
- Pieni tartuntariski
- Kertakäyttöinen, 50 kpl pusseissa
- Materiaali: Pussi - polyeteeni, Rengas - polypropyleeni





Tuotenumero	Kuvaus	Kulj.pakk
601132K	Oksennuspussi 50 kpl/pussi ja 400 kpl/kuljetuspakkaus	400

Oksennuspussi johon on lisätty SAP – superabsorboiva jauhe

- Jauhetaskun kuori sulaa nestekontaktissa ja muuttaa pussin sisällön hyytelömäiseksi

Tuotenumero	Kuvaus	Kulj.pakk
601134K	Oksennuspussi johon on lisätty SAP 50 kpl/pussi ja 400 kpl/kuljetuspakkaus	400

Kulj.pakk = pienin toim.erä



Valmistaja: Medioplast AB / www.medioplast.com