



Käyttöaihe:
Dermatologiseen käyttöön. Kipsin ja lastojen alle tai haavasiteiden kiinnitykseen. Käytetään vain vahingoittumattomalle iholle.

Putkiharso

MEDIPLAST DANATUBE, elastinen ja hengittävä putkisidos. Sidoksia on saatavana neljässä eri materiaalissa: valkaisuaton puuvilla, valkaistu puuvilla, viskoosi ja bambu.

DANATUBE – Valkaisuaton Puuvilla
Valkaisuaton Puuvilla
Pituus: 20 metriä venyttämätön pituus

DANATUBE – Valkaistu Puuvilla
Valkaistu Puuvilla
Pituus: 20 metriä venyttämätön

Sailab koodi – BE13004

Tuotenro Valkaisuaton	Tuotenro Valkaistu	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050721	6050701	Koko 0,1 = 1,5 cm, sormet, varpaat	1	64
6050722	6050702	Koko 12 = 2,5 cm, sormet ja varpaat sisäsiteenä esim. vanu	1	33
6050723	6050703	Koko 34 = 4 cm, kädet, kapeat käsivarret, lasten jalat	1	29
6050724	6050704	Koko 56 = 6 cm, tukevat käsivarret, alaraajat	1	60
6050725	6050705	Koko 78 = 8 cm, pää, polvet kapeat reidet	1	48
6050726	6050706	Koko T1 = 10 cm, vartaloside lapsille, pää	1	39
6050730	6050708	Koko = 12 cm, vartaloside medium	1	36
6050727	6050707	Koko T2 = 16 cm, vartaloside aikuisille	1	24

Made in Denmark

Os.pakk = pienin toim.erä

DANATUBE – Bambu

Bambu

Pituus: 20 metriä venyttämätön pituus

DANATUBE – Viskoosi

Viskoosi

Pituus: 20 metriä venyttämätön pituus

Sailab koodi – BE13004

Tuotenro Bambu	Tuotenro Viskoosi	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
6050731	6050711	Koko 0,1 = 1,5 cm, sormet, varpaat	1	64
6050732	6050712	Koko 12 = 2,5 cm, sormet ja varpaat sisäsiteenä esim. vanu	1	33
6050733	6050713	Koko 34 = 4 cm, kädet, kapeat käsivarret, lasten jalat	1	29
6050734	6050714	Koko 56 = 6 cm, tukevat käsivarret, alaraajat	1	60
6050735	6050715	Koko 78 = 8 cm, pää, polvet kapeat reidet	1	48
6050736	6050716	Koko T1 = 10 cm, vartaloside lapsille, pää	1	39
6050738	6050718	Koko = 12 cm, vartaloside medium	1	36
6050737	6050717	Koko T2 = 16 cm, vartaloside aikuisille	1	24

Made in Denmark



Bambu on ympäristöystävällinen vaihtoehto puuvillalle. Tuote on hyvin mukava ja miellyttävä ihoa vasten ja on erityisen hyvä vaihtoehto esimerkiksi lämpimille ja hikoileville potilaille.

Os.pakk = pienin toim.erä