

**Käyttöaihe:**

Sidontaan, pehmus-teeksi kipsin tai lastan alle tai tuki- ja kompressiositeiden alle. Tehdaspuhdas versio. Käytetään vain vahingoittumattomalle iholle.

Pehmustevanu - Danasoft Syntet

MEDIPLAST in DANASOFT SYNTET on synteettinen pehmustevanu, joka on pehmeä, ihoystävällinen ja hengittävä. Vähentää ihomaseraation riskiä. Vanua voidaan repiä, jotta se istuu hoidettavalle alueelle parhaimmalla mahdollisella tavalla. Vettä hylkivä. Saatavana steriilinä ja tavallisena versiona.

DANASOFT SYNTET: Polyesteri 83 g/m²

Sailab koodi – BE24001

Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
607070	5 cm x 2,7 m	12	288
607071	7,5 cm x 2,7 m	12	192
607072	10 cm x 2,7 m	12	144
607073	15 cm x 2,7 m	12	96
607074	20 cm x 2,7 m	6	72

DANASOFT SYNTET STERIILI: Polyesteri 83 g/m²

Sailab koodi – BE24001

Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
607070S	5 cm x 2,7 m	10	150
607071S	7,5 cm x 2,7 m	10	150
607072S	10 cm x 2,7 m	8	120
607073S	15 cm x 2,7 m	8	120
607074S	20 cm x 2,7 m	15	30

Os.pakk = pienin toim.erä